


## Anleitung zur Anforderung einer Lizenz für Lactate EXPRESS V43.


1. Klicken Sie auf „Menü“.




2. Klicken Sie auf „Optionen“




3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Lizenz“



4. Klicken Sie auf „Registrierungen“



5. Geben Sie Ihre Daten ein und klicken Sie auf „Lizenzanforderung speichern“



6. Speichern Sie die Lizenzanforderung und schicken Sie diese zu uns per E-Mail an [andreas.adam@mesics.de](mailto:andreas.adam@mesics.de)

Sie erhalten dann eine Lizenzdatei per E-Mail zurück. Speichern sie diese und lesen sie sie über „Lizenzpakete“ ein, siehe dazu „Anleitung Lactate EXPRESS Lizenz einlesen“.